


## SPECIFICATIES

Afmetingen:	205 x 120 cm
Gewicht:	±114 kg
Hoogteverstelling:	± 49 - 99 cm elektrisch
Hefvermogen:	Max. 200 kg
Netspanning:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	Max. 3.0 A
Isolatie:	klasse II
Apparatenclassificatie:	I
Toegepaste onderdelen:	Type BF
Vochtbestendig:	IP21

Motorkracht:	8 kN
Motorgebruik:	Max. 2 minuten aan / 18 minuten uit
Materiaal frame:	Stalen frames
Afwerking frame:	Poedercoating wit RAL 9016
Conformiteit:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EG-richtlijnen 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
	
Garantie:	Tafel 3 jaar, Classique bekleding, 1 jaar

## KUSSENBEKLEDING

Classique:	pvc, ftalaatvrij, biocompatibel, slijtvast en vlamvertragend
------------	---

## AFWERKING KUSSENS

Linear:	enkel gewatteerd, 40 kg/m <sup>3</sup>
---------	--

## OPTIES

Wielen	
Breedte kussen 100cm	

Gezichtsopening	
Ergomax gezichtsopening	

## AFMETINGEN / FUNCTIONALITEIT

